


Поликлональное Антитело Против Cd200 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O54901

Артикул: CM0020717



введение

Кроличье поликлональное антитело против мышиного CD200 (мембранного гликопротеина OX-2), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с крысой. Подходит для исследований костимуляции Т-клеток и регуляции миелоидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD200 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OX2; Mox2; CD200
Вид	Мышь
Gene ID	17470
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-232 мышиного CD200 (NP_034948.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O54901
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В термопакете со льдом