

Анти-Cd200 Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P41217

Артикул: CM0007002

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD200 человека (мембранный гликопротеин OX-2). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белками. Идеально подходит для иммунологических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD200
Примечания/Синонимы	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Вид	Человек
GeneID (человек)	4345
GeneID	4345
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-232 CD200 человека. (NP_001352780.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41217
Молекулярная масса белка	31 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет