

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd200 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Артикул: CM0002815

введение

Кроличье моноклональное антитело, подходящее для WB, IHC-P и ELISA, направленное против человеческого CD200 (мембранный гликопротеин OX-2). Поддерживает иммунологические исследования в области иммунорегуляции и костимуляции Т-клеток. Swiss-Prot: P41217.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD200 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4345
Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-232 человеческого CD200 (NP_001352780.1)	
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41217
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом