


Поликлональное Кроличье Антитело К Anti-Cd200R1 Для Wb, Elisa — Q8Td46

Артикул: CM0021025



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому CD200R1, валидированное для WB и ELISA. Ингибирующий рецептор, ограничивающий воспаление и экспрессируемый на иммунных клетках. Поставка сырья для массового производства ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD200R1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2; CD200R1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	131450
Идентификатор гена	131450
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-240 человеческого CD200R1 (NP_740750.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8TD46
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом