

Поликлональное Кроличье Антитело К Cd201 Для Wb, Elisa — Q64695

Артикул: CM0019250

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на CD201 мыши (рецептор протеина С эндотелиальных клеток). Подходит для применения в WB и ELISA с образцами мыши; выявляет белок размером около 27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD201 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Cсса; Epcr; Ccd41; CD201
Вид	Мышь
GeneID (человек)	10544
GeneID	19124
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-210 CD201 мыши (NP_035301.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q64695
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет