

Моноклональное Антитело Anti-Cd204 Для Проточной Цитометрии — P21757

Артикул: CM0005634



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с красителем , направленное против человеческого CD204 (MSR1), валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает рецептор макрофагов-скавенджеров, идеально подходит для исследований атеросклероза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело к человеческому CD204, мкАнт
Примечания/Альтернативные названия	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	4481
ID гена	4481
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21757
Молекулярная масса белка	40кДа/43кДа/50кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом