

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd204 (Msr1/Scara1) Для Игх-П, Проточной Цитометрии (Fc), Ифа - P21757

Артикул: CM0007345



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD204, валидированное для ИГХ-П, проточной цитометрии и ИФА. Распознает скавенджер-рецепторы макрофагов человека типов I и II (MSR1/SCARA1), играющие ключевую роль в эндоцитозе ЛПНП и образовании пенистых клеток. Подходит для исследований атеросклероза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD204
Примечания/Синонимы	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Вид	Человек
Идентификатор гена	4481 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-451 CD204 человека (NP_619729.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, проточная цитометрия (FC), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21757
Молекулярная масса	40 кДа / 43 кДа / 50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом