


Антитело Кролика Моноклональное Против Cd205/Dec-205 - O60449

Артикул: CM0005717



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD205/DEC-205, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Эндоцитарный рецептор, участвующий в процессинге антигенов; подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD205/DEC-205 кролика mAb
Примечания/Псевдоним	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4065
GeneID	4065
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-501 человеческого CD205/DEC-205 (NP_002340.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	O60449
Молекулярный вес белка	198 кДа
Доставка	Сумка со льдом