


Моноклональное Антитело Против Cd209 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Nnx6

Артикул: CM0006142



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD209 (DC-SIGN) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функций дендритных клеток и распознавания патогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CD209
Примечания/синонимы	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Вид	Человек
GeneID (человек)	30835
GeneID	30835
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD209 (Q9NNX6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NNX6
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом