


Кроличья Поликлональная Антитела К Cd209 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Артикул: CM0015516



введение

Кроличья поликлональная антитела к CD209 (DC-SIGN) для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает человека, мышь, крысу. Иммуноген рекомбинантный. Для исследований иммунитета, опосредованного дендритными клетками, и прикрепления патогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к CD209
Примечания/Алиасы	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Вид	Человек
ID гена (человек)	30835
ID гена	30835
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 265–404 человеческого CD209 (NP_066978.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NNX6
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовая упаковка