

Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Cd213A2/IL-13 R Alpha 2 Для Wb, Ip, Elisa - Q14627

Артикул: CM0009786



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD213a2/IL-13R альфа 2, валидировано для WB, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с крысой. Идеально подходит для изучения сигнализации IL-13/IL-4, иммунной регуляции и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD213a2/IL-13 R alpha 2 Кроличья mAb
Примечания/Альясы	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3598
ID гена	3598
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-355 человеческого CD213a2/IL-13 R alpha 2 (NP_000631.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q14627
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовая упаковка