

Анти-CD215/IL-15R Альфа Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - Q13261

Артикул: CM0028186



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CD215/IL-15R альфа (альфа-субъединица рецептора IL-15).

Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/МЦК и ИФА.

Перекрестная реакция с мышью и крысой.

Подходит для изучения сигналинга IL-15, функций иммунных клеток и исследований воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD215/IL-15R альфа кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	CD215; CD215/IL-15R альфа
Вид	Человек
GeneID (человек)	3601
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13261
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	В ледяном пакете