

Моноклональное Антитело Против Cd215/IL-15Rα Для ИФ/Мцк, Пц - Q60819

Артикул: CM0005805



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD215/IL-15Rα, валидированное для ИФ/МЦК и ПЦ. Обнаруживает высокоаффинный рецептор IL-15, играющий ключевую роль в передаче сигналов иммунными клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD215/IL-15Rα
Примечания/Псевдоним	IL15ga
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3601
GeneID	16169
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-205 мышиного CD215/IL-15Rα (NP_032384.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60819
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом