

Поликлональное Антитело Против Cd22 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P20273

Артикул: CM0020703



введение

Кроличье поликлональное антитело к CD22, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует человеческий CD22 (95 кДа), ингибирующий рецептор В-клеток, регулирующий сигнализацию и апоптоз В-клеток. - P20273

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD22
Примечания/Альтернативные названия	SIGLEC2, SIGLEC-2, CD22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	933
GeneID	933
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD22 (NP_001762.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20273
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом