


Поликлональное Антитело К Cd22 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P20273

Артикул: CM0030192



введение

Кроличье поликлональное антитело к CD22, валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на рецептор В-клеток CD22 (SIGLEC2) для исследований сигналинга и адгезии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD22
Примечания/Алиасы	SIGLEC2; SIGLEC-2; CD22
Вид	Человек
ID гена (Человек)	933
ID гена	933
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 708-847 человеческого CD22 (NP_001762.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20273
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом