

Кроличья Polymab® Против Cd22 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa — P20273 / P35329

Артикул: CM0007186



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому/мышинному CD22 (SIGLEC2), валидированное для WB, IF, IHC и ELISA. Идеально подходит для исследований биологии В-клеток и сигнализации BCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD22 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	SIGLEC2; SIGLEC-2
Вид	Человек/Мышь
GeneID (человек)	933
GeneID	933/12483
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20273/P35329
Молекулярная масса белка	95 кДа/97 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом