

Поликлональное Антитело Против Cd225/Ifitm1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P13164

Артикул: CM0029311

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CD225/IFITM1 (интерферон-индуцируемый трансмембранный белок 1) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным белком. Идеально для исследований противовирусного иммунитета и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD225/IFITM1 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8519
GeneID	8519
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-125 человеческого CD225/IFITM1 (NP_003632.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13164
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом