

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd225/Ifitm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If-P, Ihc-P, Ифа - P13164

Артикул: CM0003928

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CD225/IFITM1, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ИФА. Обнаруживает индуцируемый интерфероном трансмембранный белок массой 14 кДа, участвующий в противовирусной защите и канцерогенезе. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD225/IFITM1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8519
ID гена	8519
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого CD225/IFITM1 (NP_003632.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13164
Молекулярный вес белка	14kDa
Доставка	С ледяным пакетом