


Моноклональное Антитело Против Cd226/Dnam-1 Для Пцф - Q8K4F0

Артикул: CM0008372



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному CD226/DNAM-1, валидированное для проточной цитометрии (ПЦФ). Идеально подходит для исследований адгезии иммунных клеток и цитотоксичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к мышиному CD226/DNAM-1, клон
Примечания/Алиасы	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	10666
GeneID	225825
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-254 мышиного CD226/DNAM-1 (NP_848802.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8K4F0
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Хладоэлемент