


Кроличья Моноклональная Антитело К Cd226/Dnam-1 Для Wb И Ифа - Q15762

Артикул: CM0005183



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитело к CD226/DNAM-1, валидированная для применений в вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Специфична к человеческому CD226 — ключевому иммунному рецептору, участвующему в цитотоксичности Т-клеток и NK-клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к CD226/DNAM-1
Примечания/Алиасы	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1; CD226/DNAM-1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10666
Идентификатор гена	10666
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD226/DNAM-1.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15762
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодильник