


Поликлональное Антитело Против Cd23 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - P06734

Артикул: CM0019619



введение

Валидируйте это кроличье поликлональное антитело против человеческого CD23 в вестерн-блоттинге, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ELISA. Определяет низкоаффинный рецептор IgE как человека, так и мыши, ключевой в исследованиях аллергии и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CD23
Примечания/Альтернативные названия	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCER1I; BLAST-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2208
GeneID	2208
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 48-321 человеческого CD23 (NP_001993.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06734
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом