


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd23 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P06734

Артикул: CM0005747



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD23 (FCER2), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелено на рецептор IgE низкого сродства; идеально подходит для исследований дифференцировки В-клеток, аллергии и паразитарного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD23 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCER1I; BLAST-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2208
GeneID	2208
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 48-321 человеческого CD23 (NP_001993.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06734
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом