

Моноклональное Антитело Anti-Cd239/Vcam Для Wb, Fc, Elisa — P50895

Артикул: CM0006835



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD239/VCAM (молекулы адгезии базальных клеток). Валидировано для применений WB, FC и ELISA. Поставляется компанией CamelBio для диагностических и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ против CD239/BCAM
Примечания/синонимы	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Вид	Человек
GeneID (человек)	4059
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-547 человеческого CD239/BCAM (NP_005572.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P50895
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом