

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd239/Vcam Для Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Артикул: CM0006794



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD239/VCAM. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (ИHC-P) и ИФА (ELISA). Подходит для исследований клеточной адгезии и рецептора ламинина. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим белком. Молекулярная масса белка: 67 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к CD239/VCAM
Примечания/алиасы	VCAM; AU; CD239; LU; MSK19; базальная клеточная адгезивная молекула; CD239/VCAM
Вид	Человек
GeneID	4059
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50895
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодовой пакет