

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd239/Vcam Для Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Артикул: CM0002964



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD239/BCAM (молекула адгезии базальных клеток). Валидировано для методов WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши. Подходит для исследований клеточной адгезии, миграции и антигенов групп крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD239/BCAM
Примечания/Синонимы	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Вид	Человек
ID гена	4059
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 529-628 человеческого CD239/BCAM (P50895).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P50895
Молекулярная масса белка	67 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом