

Поликлональное Антитело Против Cd24 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P25063

Артикул: CM0020696

введение

Кроличье поликлональное антитело к CD24, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; детектирует CD24 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения дифференцировки В-клеток, маркеров раковых стволовых клеток и исследований иммунной модуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD24
Примечания/Альтернативные названия	CD24A; CD24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	100133941
GeneID	100133941
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого CD24 (NP_037362.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25063
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом