

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd24 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Проточной Цитометрии, Elisa - P24807

Артикул: CM0007821

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против CD24, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, проточной цитометрии, ELISA на образцах мыши. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на аминокислоты 27-53 мышиного CD24. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD24 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HSA; Cd24; Ly-52; нектадрин
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	100133941
GeneID	12484
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-53 мышиного CD24 (NP_033976.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	В пакете со льдом