

Кроличья Polymab® Против Cd24 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P25063 / P24807

Артикул: CM0008940

введение

Высококачественное рекомбинантное моноклональное кроличье антитело против CD24. Валидировано для методов WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Перекрестно реагирует с CD24 человека и мыши. Подходит для исследований активации В-клеток, аутоиммунитета и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья PolymAb® против CD24
Примечания/Альтернативные названия	CD24A
Вид	Человек/Мышь
ID гена (человек)	100133941
ID гена (мышь)	12484
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 фрагмента CD24 человека/мыши (NP_037362.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25063 / P24807
Молекулярная масса белка	8 кДа / 13 кДа
Доставка	Холодовой пакет