

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Cd244 Для Wb, Fc, Elisa - Q9Bzw8

Артикул: CM0007598

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к CD244, валидированное для WB, FC и ELISA. Обнаруживает человеческий рецептор естественных киллерных клеток 2B4 (SLAMF4), иммунный модулятор. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD244 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; молекула CD244
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51744
ID гена	51744
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 22-221 человеческого CD244 (NP_001160135.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZW8
Молекулярный вес белка	30кДа/36кДа/41кДа
Доставка	Сумка со льдом