

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cd244 Для Wb, Elisa — Q9Bzw8

Артикул: CM0022245

введение

Поликлональное кроличье антитело к CD244, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к человеку и мыши. Нацелено на рецептор естественных киллеров 2B4 (SLAMF4); иммуноген охватывает аминокислоты 22–224. Для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD244
Примечания/псевдонимы	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4; CD244
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51744
Идентификатор гена	51744
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22–224 человеческого CD244 (NP_057466.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BZW8
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом