

Поликлональные Антитела К Cd248 Для Вб И Ифа - Q9Hcu0

Артикул: CM0017853

введение

Аффинно-очищенные кроличьи поликлоны против человеческого CD248 (эндосиалин, TEM1) для Вестерн-блота и ИФА. Валидированы для образцов человека, мыши и крысы. Применяются в научных исследованиях ангиогенеза, иммунного ответа и опухолевой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD248
Примечания/алиасы	TEM1; CD164L1; CD248
Вид	Человек
ID гена (человек)	57124
ID гена	57124
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-150 человеческого CD248 (NP_065137.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCU0
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Хладоэлемент