

Кроличье Поликлональное Антитело К Cd248/Тем1 Для Вб, Ифа — Q9HCU0

Артикул: CM0015372

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD248/TEM1, валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает опухолевый эндотелиальный маркер эндозиалин, участвующий в ангиогенезе и иммунной модуляции. Подходит для научных исследований и разработки диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD248 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TEM1; CD164L1; CD248
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57124
GeneID	57124
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 18-150 человеческого CD248 (NP_065137.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HCU0
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	С хладагентом