

Кроличья Моноклональная Антитело Против Cd25 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P01589

Артикул: CM0005066



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD25 (IL2RA), валидировано для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Идеально подходит для изучения иммунной толерантности, биологии регуляторных Т-клеток и сигналинга интерлейкина-2. Рекомбинантный иммуноген, ММ 31 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD25
Примечания/алиасы	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Вид	Человек
GeneID	3559
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-213 человеческого CD25 (NP_000408.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01589
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом