

Анти-Cd25 Кроличий Поликлональный Антитело - P01589

Артикул: CM0028399



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CD25 (альфа-цепь рецептора IL-2). Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований иммунной толерантности и Treg.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD25 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3559
GeneID	3559
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 101-200 человеческого CD25 (NP_000408.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01589
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом