


## Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd252 (Лиганд Ох40) Для If/Icc, Fc, Elisa — P43488

Артикул: CM0012493



### введение

Кроличье моноклональное антитело против CD252 мыши (лиганд OX40), нацеленное на аминокислоты 51–198. Валидировано для IF/ICC, FC и ELISA. Подходит для исследований ко-стимуляции Т-клеток. Реагирует с антигеном мыши.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело CD252 (лиганд OX40)            |
| Примечания/синонимы       | Ath1; gp34; Ath-1; OX40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgpl1 |
| Вид                       | Мышь                                                            |
| GeneID (человек)          | 7292                                                            |
| GeneID                    | 22164                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                                            |
| Источник                  | Кролик                                                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                         |
| Применение                | IF/ICC, FC, ELISA                                               |
| Перекрёстная реактивность | Мышь                                                            |
| SWISS                     | P43488                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 22 кДа                                                          |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                  |