


Моноклональное Антитело Anti-Cd26/Dpp4 (Dppiv) Для Проточной Цитометрии - P27487

Артикул: CM0007734



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD26/DPP4 (DPPIV, ADCP2). Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований активации Т-клеток и исследований рецептора MERS-CoV. UniProt P27487.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD26/DPP4 mAb
Примечания/Псевдоним	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1803
GeneID	1803
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-766 человеческого CD26/DPP4 (NP_001926.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27487
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Ледяной пакет