


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd26/Dpp4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P27487

Артикул: CM0010386



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD26/DPP4 выявляет эндогенный человеческий DPP4 — костимуляторный рецептор активации Т-клеток и сериновую протеазу. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD26/DPP4
Примечания/алиасы	CD26; ADABP; ADCP2; DPP4; TP103; CD26/DPP4
Вид реагирующего белка	Человек
ID гена (человек)	1803
ID гена	1803
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотным остаткам 667–766 человеческого CD26/DPP4 (P27487)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P27487
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом