


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd26/Dpp4 Для Wb, Ip, Fc, Elisa - P27487

Артикул: CM0006933



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD26/DPP4 (DPP4), валидированное в WB, IP, FC, ELISA. Распознает белок 88 кДа и подходит для исследований активации Т-клеток, протеаз и вирусных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мАб против CD26/DPP4
Примечания/Псевдонимы	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Вид	Человек
ID гена	1803
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-766 человеческого CD26/DPP4 (NP_001926.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27487
Молекулярный вес белка	88 кДа
Доставка	Сумка со льдом