


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cd26/Dpp4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P27487

Артикул: CM0013006



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого CD26/DPP4. Валидировано для WB, ИHC-P, ELISA, перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и дипептидилпептидазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD26/DPP4
Примечания/синонимы	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1803
GeneID	1803
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29–766 человеческого CD26/DPP4 (NP_001926.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P27487
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом