

Моноклональное Антитело К Cd27 Для Вб, Иф-П, Ифа — P26842

Артикул: CM0003832



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD27, валидированное для вестерн-блота (ВБ), иммунофлуоресценции (ИФ-П) и ИФА. Распознает человеческий и крысиный CD27 — рецептор фактора некроза опухоли с молекулярной массой 29 кДа, участвующий в активации Т-клеток. Подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к CD27
Примечания/Алиасы	T14; S152; Trp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Вид	Человек
ID гена (человек)	939
ID гена	939
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CD27 (P26842).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами