

Поликлональное Антитело Против Cd27 Для Wb, Elisa — P26842

Артикул: CM0018396



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CD27, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, выявляющее человеческий CD27 (~29 кДа) с перекрёстной реактивностью с мышинным CD27. Идеально подходит для исследований иммунных контрольных точек и Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело CD27 pAb
Примечания/синонимы	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Вид	Человек
GeneID (человек)	939
GeneID	939
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Пакет со льдом