

Поликлональные Кроличьи Антитела К Cd27 Для Вб, If/Icc, If-Р, Ihc-Р, Ифа - P26842

Артикул: CM0022505



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CD27, валидированные для ВБ, IF/ICC, ИHC-Р, ИФА на человеке, мыши и крысе. Нацелены на антиген CD27 (TNFRSF7) — коstimуляторный рецептор иммунной контрольной точки, участвующий в активации и формировании памяти Т-лимфоцитов. Иммуноген из рекомбинантного белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD27 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	T14; S152; Trp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Вид	Человек
ID гена (человек)	939
ID гена	939
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-191 человеческого CD27 (NP_001233.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, IF-Р, ИHC-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29кДа
Доставка	Холодовой пакет