

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cd271 (P75Ntr) Для Игх-П И Ифа — Q9Z0W1

Артикул: CM0021374

введение

Кроличья поликлональная антитела к мышиному CD271 (p75NTR, TNFRSF16), валидированная для ИГХ-П и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим белком. Подходит для исследований в области нейробиологии, апоптоза и проникновения вируса бешенства.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD271 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	p75; LNGFR; p75NTR; p75NGFR; Tnfrsf16
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4804
GeneID	18053
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 32-254 мышиного CD271 (NP_150086.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Z0W1
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Айс-бокс