


Кроличий Поликлональный Антитело Против Cd271 Для IHC-P И Elisa - P08138

Артикул: CM0020503



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD271/p75NTR, для применения в IHC-P и ELISA. Это антитело обнаруживает низкоаффинный нейротрофиновый рецептор p75NTR, ключевой регулятор нейронального развития, апоптоза и циркадных ритмов. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD271 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4804
GeneID	4804
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 330-427 человеческого CD271 (NP_002498.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08138
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом