

Моноклональное Антитело Anti-Cd272/Btla Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q7Tsa3

Артикул: CM0008732



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышинового CD272/BTLA, конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии (FC) для анализа экспрессии CD272/BTLA в лимфоцитах мыши. Предназначено для научных исследований в области изучения сигнальных путей ингибиторных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к мышиному CD272/BTLA, клон
Примечания/псевдоним	A630002H24
Вид реактивности	Мышь
ID гена (человек)	151888
ID гена	208154
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30–176 мышинового CD272/BTLA (NP_001032808.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7TSA3
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом