

Моноклональное Антитело Против Cd272/Btla Для Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q7Tsa3

Артикул: CM0006782



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD272/BTLA, ингибирующего рецептора на лимфоцитах. Валидировано для WB, IF/ICC, FC и ELISA. Идеально подходит для изучения сигналинга иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CD272/BTLA
Примечания/Псевдоним	A630002H24; CD272/BTLA
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	151888
GeneID	208154
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-176 мышиного CD272/BTLA (NP_001032808.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7TSA3
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом