


Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd274 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ep73

Артикул: CM0020182



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против мышинного CD274/PD-L1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований иммунных чекпоинтов и опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] CD274 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik; 74
Вид	Мышь
GeneID (человек)	29126
GeneID	60533
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9EP73
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом