

Поликлональное Кроличье Антитело Против Cd275 Для Wb И Elisa — Q9Jhj8

Артикул: CM0019528

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CD275 (лиганд ICOS), с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Валидировано для WB и ELISA. Поддерживает исследования иммунной регуляции, биологии Т-клеток и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CD275
Примечания/псевдонимы	B7h; GI50; GL50; B7-H2; LICOS; B7RP-1; GL50-B; ICOS-L; Icoslg; Ly115l; mKIAA0653; CD275
Вид	Человек
GeneID (человек)	50723
GeneID	50723
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-270 человеческого CD275. (NP_056605.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9JHJ8
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Хладагентный пакет