

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Cd275 Для Вестерн-Блоттинга - O75144

Артикул: CM0020879



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-CD275 (ICOSL, B7-H2), валидированное для Вестерн-блоттинга. Детектирует лиганд ICOS человека и мыши с предсказанной молекулярной массой ~33 кДа. Идеально для исследований костимуляции Т-клеток и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD275 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23308
GeneID	23308
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-256 человеческого ICOSL (NP_056074.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O75144
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В термосумке со льдом