

Поликлональное Антитело Кролика Против Cd276 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q5Zpr3-2

Артикул: CM0023196

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого CD276 (B7-H3), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследований иммунных контрольных точек и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD276 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276
Вид	Человек
GeneID (человек)	80381
GeneID	80381
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислотных остатков 29-245 человеческого CD276 (NP_079516.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5ZPR3-2
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С хладагентом